

Pulsierende Magnetfeldtherapie

MAXI 300 – ein Leistungsgerät, das mehr bietet als Wellness

Bei der Erhaltung von Gesundheit und Leistungskraft gewinnt die Physikalische Therapie immer mehr an Bedeutung. Was kann ich tun, um wieder auf ein optimales Leistungsniveau zu kommen? Wie beuge ich Befindlichkeitsstörungen vor? Eine Antwort auf diese und andere Fragen rund um Gesundheit und Wohlbefinden heißt MAXI-300 – ein innovatives und höchst effizientes Magnetfeldsystem, das bereits zahlreichen Anwendern geholfen hat.

Von Christine Schmidt

Magnetfeldtherapien wurden schon in der Antike angewendet, als es noch gar keine physikalisch begründete Magnetfeldlehre gab. Inzwischen weiß man, dass die Erde ein eigenes Magnetfeld mit einer Flussdichte von etwa 50 Mikrottesla (μT) besitzt. Von diesem hängen auch die inneren biologischen Rhythmen des Menschen und der Tiere ab. Danach stehen wir in einer ständigen elektromagneti-

schen Wechselwirkung mit unserer Umwelt. Wir sind sowohl Empfänger als auch Sender dieser Impulse, wobei die Erregungszentren des Herzens, die Nervenaktivität im Bereich des zentralen Nervensystems und die motorische Muskeltätigkeit die stärksten Generatoren elektromagnetischer Schwingungen sind. Von diesen sich gegenseitig beeinflussenden Feldern sind praktisch alle Lebensvorgänge wie Hormonfunktion, Energieproduktion oder Eiweißsynthese abhängig. Dass die Kraft der von Magneten erzeugten Impulsfelder heute gezielt zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und zur Gesunderhaltung bis hin zur Linderung von Gesundheitsstörungen eingesetzt werden kann, ist u. a. auch den bahnbrechenden Forschungen des Physikers und Nobelpreisträgers Werner von Heisenberg zu verdanken.

Die ersten künstlichen Magnetfelder wurden Ende des 19. Jahrhunderts mithilfe von Spulen erzeugt. Inzwischen sind die technischen Möglichkeiten so weit fortgeschritten, dass hoch moderne Magnetfeldtherapiegeräte mit fein abgestimmten Steuerungsmechanismen hergestellt werden können.

Jahrzehntelange Pionierarbeit

Allerdings: Es gibt enorme qualitative (und auch preisliche!) Unterschiede zwischen den einzelnen Geräten. Eine wichtige Voraussetzung für die Wirkung des geräteerzeugten Magnetfeldstroms ist,

dass die pulsierenden elektromagnetischen Felder den natürlichen Magnetfeldern der Erde entsprechen. Um die Funktionsfähigkeit der Körperzellen und Gewebe positiv zu beeinflussen – das Ziel jeder Magnetfeldtherapie –, dürfen die erzeugten Magnetfelder zudem weder zu schwach noch zu intensiv sein. Für ein Gerät, das genau diesen Anforderungen entspricht und zudem durch eine einfache, benutzerfreundliche Handhabung überzeugt, hat die Firma Abele Elektronik GmbH rund 30 Jahre Pionierarbeit im Bereich innovativer Entwicklungen von Elektro-Therapiegeräten geleistet. Dabei hat die Firma stets das Ziel verfolgt, die Erkenntnisse der Energiemedizinforschung durch leicht zu bedienende Magnetfeldsysteme für seine Kunden nutzbar zu machen, damit diese sanft, aber effektiv ihre Fitness steigern oder etwas für ihre Gesundheit tun können. Quintessenz der jahrzehntelangen Erfahrung in der Physikalischen Therapie ist das MAXI-300. Hierbei handelt es sich um ein erfolgreiches Magnetfeldsystem, das mit einem einzigartig gepulsten Magnetstrom arbeitet und sich ausgesprochen vielseitig einsetzen lässt. Damit bietet das MAXI-300 seinen Nutzern sehr viel mehr als Wellness – egal, aus welchen Gründen man sich für Anwendungen mit dem Magnetfeldtherapie-Gerät entscheidet.

Breites Frequenz- und Resonanzspektrum

Das breite Frequenz- und Resonanzspektrum des MAXI-300 ruht auf einem nieder- bis mittelfrequenten gepulsten Magnetfeldstrom mit automatisch durchlaufenden Frequenzen, dessen Nord-Südpol stetig wechselt und somit der dynamischen Wirkung im Erdmagnetfeld entspricht. Durch dieses dynamische Prinzip reduziert sich der Gewöhnungseffekt. Der Ablauf erfolgt automatisch.

Innovatives Zubehör

Dass die Anwender ihr MAXI-300 nicht mehr missen möchten, liegt auch am innovativen Zubehör: Neben einer Matte und zwei Kissen in zwei verschiedenen Größen gehören außerdem zwei Spulen sowie eine Manschette zur Ausstattung. Vor allem die Manschette mit Klettverschluss leistet wertvolle Dienste, wenn es darum geht, das Magnetfeld gezielt bestimmten Körperregionen zuzuführen: Sämtliche Gelenke und sogar das große Schultergelenk, das von einem kleinen Kissen nicht vollständig erfasst werden kann, können komplett umwickelt werden, sodass der gepulste Magnetfeldstrom buchstäblich von allen Seiten seine positiven Effekte auf das betroffene Gelenk entfalten kann. Ähnlich überzeugende Ergebnisse können auch mit dem großen Kissen (67 cm x 45 cm) erzielt werden, dessen Drahtlänge 700 Meter beträgt.

Bleibt zu erwähnen, dass das MAXI-300 seine Beliebtheit nicht zuletzt einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis sowie dem zuvorkommenden Kundenservice der Firma Abele verdankt. So ist es beispielsweise in der ganzen Zeit ihres 30-jährigen Bestehens noch nie vorgekommen, dass ein Kunde von Abele Elektronik die Kosten für eine Reparatur übernehmen musste.

Nähere Infos bei:

Abele Elektronik GmbH
Kugelbergstraße 14, D-89290 Buch
Tel.: 0 73 43 / 92 17 27
www.abele-magnetfeld.de

